

ARCO FP



ARCO FP viene realizzato con nuovi flat panel dinamici di terza generazione specifici per soddisfare le peculiari esigenze delle procedure chirurgiche e delle terapie interventistiche più avanzate.



Detettore Flat Panel dinamico da 21 cm a 30 cm, con acquisizione fino a 30 imm/sec

Interfaccia operatore intuitiva, completamente libera da tastiere e mouse

Consolle operatore orientabile con interfaccia Smart-Touch e full HD con ripetizione immagine in real time dal monitor live

Doppio monitor Touch Screen, per visualizzazione immagini full HD, orientabile ed elevabile di grandi dimensioni con altissima luminosità per il massimo confort

Arco a C profondo con ampia rotazione orbitale per eseguire proiezioni bilaterali senza spostamento dello stativo.

APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL

Via A. Volta, 10 – 24060 TORRE DE' ROVERI (BG) - ITALY

Tel +39.035584311 – Fax +39.035580220

e-mail : sales@atsmed.it - www.atsmed.it



Applicazione Tecnologie Speciali

