

Porta100 hf

X RAY SYSTEM



Porta100 hf

X RAY SYSTEM

Portable and lightweight x-ray unit, high frequency 40-100 kV 20-30 mA.
Appreciated for its reliability and ease of use.
Supplied with aluminum flight case.
Available with wheeled stand.

Generatore x-ray portatile, leggero e maneggevole ad alta frequenza 40-100 kV 20-30 mA.

Particolarmente apprezzato per la sua affidabilità e semplicità di utilizzo.
Fornito con flight case in alluminio.
Disponibile con stativo su ruote.



Technical Specs - Specifiche Tecniche

kV Range	40 - 100 kV (2 kV step)
mA Range	20 - 30 mA
mAs Range	0,3 - 50 mAs (32 steps)
Focal Spot	1,2 x 1,2 mm 16° Target
Total Filtration - Filtrazione Totale	2,5 mm Al eq
APR	8 examination parts - 8 anatomiche programmabili
Collimator - Collimatore	Temporized at 30 sec. - Temporizzato a 30 sec.
Power - Potenza	2 kW
Weight - Peso	~ 8 kg
Dimensions - Dimensioni	291 (l) x 161 (w) x 160 (h) mm
Power Requirement - Alimentazione	AC 200-240V - 10A ~ AC 100-120V - 15A
Hand switch - Pulsante Raggi	Double stage, 3 meters - Doppio scatto, 3 metri

Doc. 2874



IBIS S.r.l.
Headquarters: Via Cascina Brucata, 3 - 24068 Seriate, Bergamo - Italy
Legal office: Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - Italy
ph.: +39 (035) 4236343 - fax: +39 (035) 2922079
info@bisray.it - www.ibisray.it

